


# ラボピュア フィルターカートリッジ LPD タイプ

ラボピュアフィルターカートリッジは、外径 47mm の濾材が内蔵されたディスクタイプのカプセルフィルターカートリッジです。



## 仕様

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 品番                        | LPD                         |
| 有効濾過面積 (cm <sup>2</sup> ) | 21.2                        |
| 材質                        | 濾材<br>下部材 (カプセル)<br>ポリプロピレン |
| 20°Cにおける耐圧 (MPa)          | 0.39                        |
| 耐熱 (°C)                   | 60                          |

## 特長

- 豊富な濾材と濾過精度を揃えたディスクフィルターです。
- 極少量の試作液体の濾過や、量産プロセスにおける工程管理のチェック用に最適です。
- 接続口径は配管に合わせて3種類から選定することができます。

### 【型番表示方法】

|           |   |                             |   |                     |   |              |
|-----------|---|-----------------------------|---|---------------------|---|--------------|
| LPD       | — | A2                          | — | P                   | — | H            |
| ↓         |   | ↓                           |   | ↓                   |   | ↓            |
| <u>品番</u> |   | <u>濾過精度</u>                 |   | <u>濾材</u>           |   | <u>接続コード</u> |
|           |   | A1 = 0.1 μm    05 = 5 μm    |   | T = PTFE (四フッ化エチレン) |   | H = ホースノズル   |
|           |   | A2 = 0.2 μm    10 = 10 μm   |   | (A1, A2, A5, 01)    |   | E = 6×4 チューブ |
|           |   | A5 = 0.5 μm    15 = 15 μm   |   | P = ポリプロピレン         |   | B = R1/8"    |
|           |   | 01 = 1 μm        20 = 20 μm |   | (01, 03, 05~30)     |   |              |
|           |   | 02 = 2 μm        30 = 30 μm |   | N = ナイロン            |   |              |
|           |   | 03 = 3 μm                   |   | (02, 03, 05~20)     |   |              |