



# ディスクフィルター

## 用途

各種液体の少量ろ過

## 特長

- 多種多様なフィルター品番から選択可能
- ディスクフィルターは型番ごとに専用ケースへ梱包

## 利点

- フィルター選定のための少量ろ過テストに最適
- ろ材の取り違えがなく員数管理が容易

## 型番表示方法

フィルター品番

S H P

※裏面の対応表を  
ご参照ください。

ろ過精度

- 0 3 0 -

※各フィルターカタログを  
ご参照ください。

サポート材仕様

M

M = サポート材無し  
P = 二次側サポート材有り

ディスクサイズ

4 7

25 = φ 25mm  
47 = φ 47mm

品番

DKP

梱包コード

X

X = 15枚/箱 (※1)  
D = 15枚/箱  
E = 20枚/箱  
F = 25枚/箱  
G = 50枚/箱

※1 梱包コードXは  
15枚/箱 = 5枚×3ケース/箱の  
梱包形態となります。

※2 ケース内にはろ材転倒防止のためのスポンジが入っていることがあります。  
※3 スポンジは光に当たると黄変しますが、品質への影響はありません。  
※4 ご注文は「箱」単位となります。

## 型 番 別 対 応 表

品番	サポート仕様	販売梱包コード	枚／箱
ACES	P	G	50
ACTX	P	G	50
AMPA	M	F	25
AMPX	M	E	20
ASCP ※1	M	X	15
ASP ※1	M	X	15
CEM	P	F	25
CER	M	G	50
CES	P	G	50
CLP	M	E	20
CTA	M	G	50
CTB	M	G	50
CTY	M	G	50
CTZ	M	G	50
CVP	M	F	25
MAP	M	E	20
MBP	M	F	25
MFB	M	F	25
MGB	M	E	20
MGD	M	F	25
MNN	M	F	25
MPN	M	F	25
MPS	M	F	25
MPT	M	F	25
MPX	M	E	20
NEN	M	F	25
NET	M	F	25
PED	M	D	15
PSG	P	G	50
PSGD ※3	P	F	25
SBP ※1	M	X	15
SCP ※1	M	X	15
SGP ※1	M	X	15
SHD ※1	M	X	15
SHP ※1	M	X	15
SHPH ※1	M	X	15
SLP ※1	M	X	15
SLPC ※1	M	X	15
SLPG ※1	M	X	15
SNP ※1	M	X	15
STP ※1	M	X	15
ZCES	P	G	50
ZCESD ※3	P	F	25

※1 対象のディスクフィルターについては  
当社専用ディスクホルダーの使用を推奨します。  
詳しくは営業員までお問合せ下さい。

※2 表に記載の無い製品の対応可否に関しては  
お問い合わせください。

※3 バブルポイント測定、バクテリアチャレンジ試験を  
行う際には、CES、PSGを活用ください。

※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。  
※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

# 株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12  
TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

[www.rokimkt.com](http://www.rokimkt.com)

ISO9001規格に適合した当社品質  
マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の  
設計・開発、製造及び販売



第5版

Disk\_210401J