



Disk Filter

용도

각종 액체의 소량 여과

특징

- 다양한 필터 품번 중에서 선택 가능
- 디스크 필터는 형번마다 전용 케이스에 포장

이점

- 필터 선정을 위한 소량 여과 테스트에 최적
- 여과재 관리 용이

형번 표시방법

필터 품번

S H P

▼
*뒷면의 대응표를 참조해 주십시오

여과정밀도

- 0 3 0 -

▼
* 각 필터 카탈로그를 참조해 주십시오.

서포트재 사양

M

▼
M = 지지재 없음
P = 2차측 서포트재 있음

디스크 크기

4 7

▼
25 = ϕ 25mm
47 = ϕ 47mm

품번

DKP

포장 코드

X

▼
X = 15 장/상자 (*1)
D = 15 장/상자
E = 20 장/상자
F = 25 장/상자
G = 50 장/상자

*1 포장 코드 X는
15장/상자 = 5장×3 케이스/상자의
포장 형태가 됩니다.

*2 : 케이스 내에 여과재의 보호를 위하여 스펀지가 들어가 있는 경우가 있습니다.

*3 : 스펀지는 빛에 닿으면 황변하지만 품질에 영향을 미치지 않습니다.

*4 : 주문은 "상자"단위입니다.

형번별 대응표

품번	지원 사양	판매 포장 코드	장/상자
ACES	P	G	50
ACTX	P	G	50
AMPA	M	F	25
AMPX	M	E	20
ASCP *1	M	X	15
ASP *1	M	X	15
CEM	P	F	25
CER	M	G	50
CES	P	G	50
CLP	M	E	20
CTA	M	G	50
CTB	M	G	50
CTY	M	G	50
CTZ	M	G	50
CVP	M	F	25
MAP	M	E	20
MBP	M	F	25
MFB	M	F	25
MGB	M	E	20
MGD	M	F	25
MNN	M	F	25
MPN	M	F	25
MPS	M	F	25
MPT	M	F	25
MPX	M	E	20
NEN	M	F	25
NET	M	F	25
PED	M	D	15
PSG	P	G	50
PSGD *3	P	F	25
SBP *1	M	X	15
SCP *1	M	X	15
SGP *1	M	X	15
SHD *1	M	X	15
SHP *1	M	X	15
SHPH *1	M	X	15
SLP *1	M	X	15
SLPC *1	M	X	15
SLPG *1	M	X	15
SNP *1	M	X	15
STP *1	M	X	15
ZCES	P	G	50
ZCESD *3	P	F	25

- *1: 대상 디스크 필터에 대해서는 당사 전용 디스크 홀더의 사용을 권장합니다. 자세한 것은 영업원에게 문의해 주세요.
- *2: 표에 기재되어 있지 않은 제품의 대응 여부에 대해서는 문의해 주십시오.
- *3: 버블 포인트 측정, 박테리아 챌린지 시험을 할 때는 CES, PSG를 활용하십시오.

*카탈로그의 내용은 예고없이 개정될 경우가 있습니다.

*카탈로그에 기재되어있는 성능 데이터는, 당사 실험에 의한 특정조건하에서 얻어진 대표값입니다.

ROKIGROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

ISO9001규격에 적합한 당사품질 매니지먼트 시스템을 기본으로 제조되고 있습니다.

등록 범위

필터 카트리지를, 하우징 및 여과장치의 설계/개발/제조 및 판매



5th Issue
Disk_210401K