

Labo Disk Holder

LDH Type

용도

각종 액체의 연구소 단위 평가



특징

- $\phi 25\text{mm}$ 의 Disk 여과재 (두께 최대 5mm)에 대응
- 루어록 피팅


이점

- 목적에 맞는 필터 선택이 가능
- 극소량 여과에 최적
- 실린지 등에 대한 탈착이 간편

파트 사진




내부 구조



*세트 가능한 여과재에 대하여는 Disk 여과재 카탈로그를 참조 바랍니다.

사양



내장 여과재	외경 $\phi 25\text{mm}$ 두께 최대 5mm
Holder 재질	SUS304
접속구경 (IN LET)	Female type luer lock
접속구경 (OUT LET)	Male type luer sleeve
Gasket	PTFE
O-Ring	PTFE
Support Screen	SUS304
Holder 내용량	7ml
표면처리	내면: Buff연마 (#400)
설계압력	0.49MPa (71psi)
설계온도	40°C

형번표시방법

LDH-L1

*카탈로그의 내용은 예고없이 개정될 경우가 있습니다.

*카탈로그에 기재되어있는 성능 데이터는, 당사 실험에 의한 특정조건하에서 얻어진 대표값입니다.

ROKI S&S Korea Co., Ltd.

B-2509 Daesung D-polis Knowledge Industry Center,
606 Seobusaet-gil Geumcheon-gu, Seoul, Korea 08504
TEL: +82-2-861-9270 FAX: +82-2-861-9272

www.rokiglobal.com

ISO9001규격에 적합한 당사품질 매니지먼트 시스템을 기본으로 제조되고 있습니다.

등록 범위

필터 카트리지, 하우징 및 여과장치의 설계/개발/제조 및 판매



16th Issue
rev.01
LDH200702K